




ZOLL



AED


ZOLL AED 3™ BLS

Real CPR Help® con Program Management Onboard™
Un supporto sempre migliore per i soccorritori

CPR Dashboard™ utilizza Real CPR Help per mostrare frequenza e profondità delle compressioni toraciche sia nei pazienti adulti che in quelli pediatrici (come nel caso mostrato qui): una vera innovazione per un DAE.

Riconfigurazione semplice mediante touchscreen interattivo per adeguarsi ai protocolli clinici e avviare/interrompere la registrazione audio.

Il pulsante della scarica si attiva entro 8 secondi dall'interruzione della RCP (con batteria nuova).



Program Management Onboard è connesso a PlusTrac™ mediante cloud; pertanto aggiorna automaticamente il registro di tracking delle risorse, segnala via e-mail eventuali errori dell'autotest e tiene traccia del tempo che manca alla scadenza degli elettrodi e della batteria.

Il timer è un conto alla rovescia che indica il tempo residuo dell'attuale ciclo di RCP.

Passaggio semplice alla modalità Pediatrica, mediante la pressione dell'apposito pulsante. Con CPR Uni-padz™ non è più necessario cambiare il tipo di elettrodo.

Per saperne di più sul defibrillatore ZOLL AED 3™, chiamare il numero +39 051 0476595 oppure visitare il sito www.zoll.com/aed3

ZOLL®